

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Saculeți anti-molii Aroxol 4 bucati Lavanda**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Saculeți anti-molii Aroxol 4 bucati Lavanda

Denumire	Cod Produs	Marca
Saculeți anti-molii Aroxol 4 bucati Lavanda	M09801	Aroxol



Descriere

Saculeți anti-molii Aroxol 4 bucati Lavanda

Aroxol Lavandă protejează hainele din **lână, blană sau piele** împotriva moliiilor textile (*Tineola bisselliella*), oferind în același timp un parfum plăcut și discret de **lavandă**.

Formula nu pătează țesăturile și acționează până la **3 luni**.

Protecție eficientă împotriva moliiilor textile

Parfum proaspăt de lavandă

Fără risc de pete – sigur pentru toate țesăturile

Durată de acțiune: 3 luni

Ușor de folosit – cu cârlig pentru dulap sau direct în sertare

Acoperire: 1 săculeț / 1 m³

Mod de utilizare:

Deschideți pachetul, atașați cârligul (opțional), activați săculețul și așezați-l în dulap sau sertar. Înlocuiți la fiecare 3 luni.