S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Dezinfectant instrumente rapid Zhivahex spray MD 750 ml**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

Fișă Produs
Dezinfectant instrumente rapid Zhivahex spray MD 750 ml

Denumire	Cod Produs	Marca
Dezinfectant instrumente rapid Zhivahex spray MD 750 ml	**M08451**	**Meco**



Descriere

Dezinfectant rapid Zhivahex spray MD 750 ml

Solutie gata de utilizare pentru dezinfetTia rapida a instrumentelor medicale invazive si neinvazive, a instrumentelor dentare rotative mici si a suprafetelor dispozitivelor medicale.

Se recomanda curatarea instrumentelor medicale inainte de dezinfectie. Dupa timpul de expunere, obiectele tratate pot fi folosite imediat, fara clatire cu apa sau uscare.

Zivahex Spray MD mo de utilizare:

– pulverizarea suprafeței tratate sau a instrumentului medical/dentar pana la umectarea completa. Timpul de acțiune – 5 minute.

– Imersia instrumentelor medicale si dentare (instrumente rotative mici, burghie etc.) in solutie. Lasati dezinfectantul sa actioneze timp de 5 minute. Scoateți din cuva si lasati sa se usuce.

Cantitate: 750 ml